

CENTRIFUGA A MANO

La centrifuga manuale consente di lavorare in assenza di corrente elettrica e non necessita di alcuna manutenzione.

Questa centrifuga particolarmente economica può essere facilmente fissata ad un tavolo. Il meccanismo autolubrificante fa sì che la centrifuga non necessiti di alcuna manutenzione.

Può lavorare con 2 rotori diversi:


con il rotore 1014, le provette coniche da 15 ml (cat. nr. 0515, non graduate o nr.0516, graduate) possono arrivare sino a 1.298 RCF.

Il rotore 1025 può ospitare diversi tipi di provette (anche a fondo tondo) fino a 15 ml. Le provette devono avere una lunghezza max. di 125 mm e un diametro max. di 17 mm



Specifiche

Capacità massima	4x15ml
Max RPM/RCF	3.000/ 1.0 76
Inclinazione a 50°	3.000/ 1.300
Inclinazione a 90°	3.000/ 1.300
Dimensioni (AxLxP)	285x140x175mm
Peso	0.9 kg (2 lbs)
Codice senza rotore	1011
Cat. No. 50° rotore	1025 (fondo arrotondato e tubo conico)
Cat. No. 90° rotore	1014 (solo tubo conico)



CARATTERISTICHE:

- Compatta e portatile
- Ingranaggi auto-lubrificanti
- Esente da ogni manutenzione
- Rotore per provette a fondo conico e rotondo



Rotore 4 posti
∠ 90°



Rotore 4 posti
∠ 50°